

HULPMIDDELEN

Menukaart

Intramuraal



MOBILITEIT & TRANSFER

Rollator

Rolstoel

Scootmobiel

Transferhulpmiddelen



DOMOTICA

Qwiek.up

Slimme inco

Sensoren

Leefcirkels



BADKAMER & TOILET

Douche

Toilet / incontinentie



ZORG & SLAPEN

Zorg

Slapen


ADL



DAGSTRUCTUUR

Medicijnen

Tijd/datum



MOBILITEIT & LOPEN



Homepagina > Mobiliteit & lopen



MOBILITEIT

Rollator

Rolstoel

Scootmobiel



TRANSFERHULPMIDDELEN

Glijzeil


Tilbanden

Passieve tillift

Actieve tillift

Stedy

RollAssist



ROLLATOR

Een rollator is een handig hulpmiddel voor bij het lopen. Een rollator helpt om zelfstandigheid te behouden, ook als iemand wat minder ter been is. Er zijn verschillende soorten rollators op de markt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een binnen- of buiten rollator. Door de vele opties wordt het aangeraden om de fysiotherapeut in te schakelen. De juiste rollator maakt het verschil in zelfredzaamheid.




ROLSTOEL

Als iemand moeilijk ter been is, of tijdelijk niet kan lopen, biedt een rolstoel uitkomst. Met behulp van een rolstoel blijft iemand langer mobiel en zelfstandig en kan iemand makkelijker van A naar B. Er bestaan verschillende soorten rolstoelen zoals bijvoorbeeld een elektrische rolstoel. Door de vele opties wordt het aangeraden om een ergotherapeut in te schakelen. De juiste rolstoel maakt het verschil in zelfredzaamheid.

HOE AAN TE KOMEN?

De rollator gaat via de fysiotherapeut. Op iedere afdeling staat een transportrolstoel. De persoonsgebonden rolstoel verloopt via een ergotherapeut.




SCOOTMOBIEL

Een scootmobiel is ideaal voor mensen die last hebben van gezondheidsproblemen en/of steeds minder mobiel worden. Met een scootmobiel wordt de bewegingsvrijheid vergroot. Een scootmobiel gaat meestal niet sneller dan 15 km/u. Door de vele opties wordt het aangeraden om een ergotherapeut in te schakelen. De juiste scootmobiel maakt het verschil in zelfredzaamheid.

HOE AAN TE KOMEN?

Het is uitermate belangrijk dat mensen een scootmobiel kiezen die aansluit op de mogelijkheden en behoeften. Een ergotherapeut zal hierin adviseren en beoordelen of een bewoner er veilig gebruik van kan maken.



GLIJZEIL

Een glijzeil is een hulpmiddel dat vaak wordt gebruikt door de zorg om bewoners te verplaatsen op een bed. Dit kan nodig zijn om de bewoner omhoog te verplaatsen, zijwaarts te verplaatsen, draaien of kantelen en voor wisselligging.




TILBANDEN

Tilbanden worden gebruikt in combinatie met een tillift. Een tilband ondersteunt het lichaam bij het optillen, laten zakken en verplaatsen.

Tilbanden zijn er in allerlei maten. Van tevoren is het belangrijk om de maat te bepalen van de bewoner. De tilbanden zijn voorzien van (kleur)coderingen om de maat aan te geven. Bij vragen neem contact op met een fysiotherapeut.

HOE AAN TE KOMEN?

Deze transferhulpmiddelen liggen in de opslag van de fysiotherapie. Neem voor vragen en inzet contact op met een fysiotherapeut.



Homepagina > Mobiliteit & lopen > Liften



PASSIEVE TILLIFT

Een passieve tillift wordt ingezet wanneer de bewoner niet meer zelfstandig kan meewerken aan een staande transfer. De transfer van bijvoorbeeld het bed naar de rolstoel of het toilet kan hiermee eenvoudig gemaakt worden.



ACTIEVE TILLIFT

Een actieve tillift wordt ingezet als een bewoner nog wel kan staan, maar ondersteuning nodig heeft bij het maken van transfers. Een actieve tillift ondersteunt bij verplaatsing van stoel naar bed of van een rolstoel op het toilet etc.




STEDY

De Stedy is een actieve tillift. Actieve tilliften worden gebruikt als de bewoner moeite heeft om vanuit zit overeind te komen en te gaan staan en andersom. De Stedy kan vroege mobiliteitsinitiatieven ondersteunen door bewoners aan te moedigen om actiever te zijn tijdens transfers van zitten naar staan.

HOE AAN TE KOMEN?

Het is belangrijk dat de lift aansluit op de bewoner. Neem voor vragen en de inzet contact op met een fysiotherapeut.




ROLLASSIST



De RollAssist is een elektrisch wentellakensysteem, dat helpt bij het draaien en verschuiven van bewoners in bed. De inzet van de RollAssist draagt bij aan het verminderen van de fysieke belasting voor medewerkers. De RollAssist wordt ingezet bij bewoners met een fysiek zware zorgvraag, waarbij de fysieke belasting hoog ligt. Daarbij is de RollAssist zeer geschikt voor bewoners met wonden, decubitus, rugpijnen, obesitas en algemene ouderdomsverschijnselen.

HOE AAN TE KOMEN?

De meerwaarde van de Rollassist wordt bepaald door een groep afgevaardigde ergo- en fysiotherapeuten. Zij schatten in of de Rollassist een optie is voor de bewoner. Ook de aanvraag verloopt via deze groep. Voor interesse neem contact op met een fysiotherapeut.



Homepagina > Domotica



QWIEK.UP

Qwiek.up




SLIMME INCO

Identifi
Change Identicator




BEDSENSOREN

Bedsensoren
Kamersensoren
Hals- en polsalarms



LEEFCIRKELS

Leefcirkels




QWIEK.UP

De Qwiek.up projecteert beelden op het plafond of op de muur, ondersteund met rustgevende muziek. Het product is erop gericht om bewoners enerzijds mentaal te activeren, maar anderzijds ook juist te laten ontspannen wanneer de situatie hierom vraagt.

De Qwiek.up is een hulpmiddel om snel en effectief te reageren op probleemgedrag bij bewoners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan angst, stress, agressie, dwangmatig gedrag of zelfs seksueel ontreemd gedrag.

HOE AAN TE KOMEN?

De Qwiek.up is te vinden op de afdeling. Vraag na bij de coördinerend verpleegkundigen wat de mogelijkheden zijn. Op alle pg-afdelingen is een Qwiek.up te vinden. Daarbij is op Cunera de Bongerd ook somatiek voorzien van een Qwiek.up.




TESSA

De Tessa is een bewezen oplossing om cliënten zelfredzamer te maken op verschillende zorgvragen. Tessa staat bij de bewoner op de kamer. Ze voelt als een maatje en geeft in haar eigen stem verbale begeleiding bij dagelijkse (zorg) taken, denk hierbij bijvoorbeeld aan dagstructuur. Met de inzet van Tessa wordt de zelfredzaamheid van de bewoner versterkt. Tessa kan worden ingesteld via een app. Op deze app is het ook mogelijk om terug te zien wat Tessa heeft gezegd of heeft gehoord. Zorgverleners en naasten werken hier samen in via eigen accounts. Het is hierbij belangrijk om naasten te betrekken bij de inzet.

HOE AAN TE KOMEN?

Vraag na bij de coördinerend verpleegkundigen wat de mogelijkheden zijn.



[Homepagina](#) > [Domotica](#) > Medido


MEDIDO

De Medido is een slimme medicijndispenser, dat werkt met een volautomatisch uitgiftesysteem. De dispenser zorgt ervoor dat bewoners de juiste medicijnen op het juiste moment ontvangen en herinnert ze eraan hun medicijnen in te nemen. Met één druk op de knop, gemakkelijk, veilig en op tijd medicatiemomenten opvolgt. Met de inzet van de Medido wordt de zelfredzaamheid van de bewoner versterkt.



HOE AAN TE KOMEN?

Vraag na bij de coördinerend verpleegkundigen wat de mogelijkheden zijn.



SLIMME INCO



Slimme inco houdt continu de verzadiging van het incontinentiemateriaal in de gaten. In het materiaal zitten koolstofvezelbanen die gekoppeld zijn aan een sensor. Deze meet de verzadiging van het materiaal en stuurt deze informatie door naar een app. Er zijn twee verschillende opties bij de inzet van slimme inco: de identifi en de change indicator.

IDENTIFI



De identifi wordt gebruikt om gedurende drie opeenvolgende dagen (72 uur) digitale informatie te verzamelen over het plaspatroon van de bewoner. Op basis daarvan ontstaat een rapportage waarin zorgmedewerkers kunnen zien wanneer een bewoner incontinent is van urine. Ook kan het juiste incontinentiemateriaal worden vastgesteld.


CHANGE IDENTICATOR



De change indicator is een 24/7-oplossing die het urineverlies van een bewoner continu bijhoudt en de verzadigingsgraad verzendt naar een app op een telefoon. De zorgmedewerker ontvangt een melding zodra een bewoner een verschoningsmoment nodig heeft.

HOE AAN TE KOMEN?

Vraag na bij de aandachtsvelders op de afdeling wat de mogelijkheden zijn.



BED SENSOR

Deze sensor ligt onder het matras van de bewoner op heuphoogte. Deze meet of er iemand in bed ligt of niet. Wanneer een bewoner uit bed gaat, kan dit weergegeven worden als een status of alarm.



RECHTOP-IN BED ALARM

Deze sensor hangt bij het hoofdeinde van het bed aan de muur. Deze sensor meet wanneer de bewoner rechtop in bed zit. Wanneer de bewoner rechtop zit, kan er een alarm afgaan wanneer deze is ingeschakeld.



BENEN UIT BED ALARM

Deze sensor hangt aan de zijkant van het bed. Deze meet wanneer de benen van de bewoner uit bed zijn. Hier kan een alarm voor gegeven worden wanneer deze is ingeschakeld.




Gouden driehoek: Bij het instellen van een deursensor (uit of in kamer), of een activiteitensensor is het belangrijk om een 'Gouden Driehoek' te maken. De gouden driehoek komt tot stand bij het installeren van 3 systemen (deursensor, bedsensor en activiteitensensor) dan pas werken de sensor en het systeem echt naar behoren.

HOE AAN TE KOMEN?

Tijdens de gedragsvisites worden de sensoren besproken.

Vraag na bij de coördinerend verpleegkundigen wat de mogelijkheden zijn.

Conform beleid WZD.



DEURSENSOR (BAD)KAMER

Deze sensor detecteert of iemand de kamer in- of uitgaat. Deze komt boven de (bad)kamer deur te hangen. Hiermee kan er bijvoorbeeld nachtdwalen herkend worden.



ACTIVITEITENSOR (BAD)KAMER

Deze sensor meet of er activiteit is in de (bad)kamer. De status is zichtbaar in de app.



HALS- EN POLSALARM

Deze alarmknop zit om de pols of om de hals van de bewoner. De bewoner kan zelf op de knop klikken wanneer hij/zij hulp nodig heeft bij bepaalde taken.




Gouden driehoek: Bij het instellen van een deursensor (uit of in kamer), of een activiteitsensor is het belangrijk om een 'Gouden Driehoek' te maken. De gouden driehoek komt tot stand bij het installeren van 3 systemen (deursensor, bedsensor en activiteitsensor) dan pas werken de sensor en het systeem echt naar behoren.

HOE AAN TE KOMEN?


Tijdens de gedragsvisites worden de sensoren besproken.

Vraag na bij de coördinerend verpleegkundigen wat de mogelijkheden zijn.

Conform beleid WZD.



LEEF CIRKELS



Een 'leefcirkel' is om bewoners meer bewegingsvrijheid te geven. Een bewoner draagt een tag bij zich, die zijn bewegingsruimte 'op maat' inregelt. Sommige deuren gaan open, andere deuren blijven gesloten. Het uitgangspunt is om de leefruimte van de bewoner zo groot mogelijk te laten zijn. De grootte van deze leefruimte is persoonsafhankelijk en aanpasbaar.

Op alle locaties met een pg-afdeling zijn leefcirkels gerealiseerd waarbij per bewoner wordt gekeken naar de behoefte.



Leefcirkel 1: de PG-afdeling(en)

Leefcirkel 2: de locatie (of een deel daarvan)

Leefcirkel 3: geen beperkingen, bewoner kan zelfstandig naar buiten (op indicatie met GPS van Zinnovators)

Het uitgangspunt 'alle deuren open, tenzij' blijft gelden.

HOE AAN TE KOMEN?

Het toekennen van leefcirkels en GPS wordt gedaan conform de afspraken wzd. Hierbij zijn altijd de coördinerend verpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en eerste contactpersoon bij aanwezig. Het daadwerkelijk aanpassen van de systemen wordt gedaan door de key-users, dit zijn de coördinerend verpleegkundigen en in sommige gevallen de dagbestedingscoaches.



BADKAMER & TOILET



Homepagina > Badkamer & Toilet



DOUCHE

Douchestoel

Carino

Carendo

Zido



TOILET

Postoel

Toiletverhoger

Slimme inco



BADKAMER & TOILET



Homepagina > Badkamer & toilet > Douche



DOUCHESTOEL

Een Douchestoel is een hulpmiddel waarop bewoners voor wie zelfstandig staande douchen niet mogelijk of te vermoeiend is, rustig en stabiel kunnen gaan zitten tijdens het douchen.



Deze lage douchestoel kan alleen worden ingezet bij bewoners die zelfstandig zittend kunnen douchen.



CARINO

De Carino is ontworpen om het aantal transfers nodig voor douchen en hygiënetaken met hulp te verminderen, zodat één zorgverlener dagelijkse hygiënetaken kan uitvoeren. Inzetten bij bewoners met enige mobiliteit (Albert, Barbara of Carl).



CARENDO

De Carino is ontworpen om het aantal transfers nodig voor douchen en hygiënetaken met hulp te verminderen, zodat één zorgverlener dagelijkse hygiënetaken kan uitvoeren. Inzetten bij bewoners met nauwelijks of geen mobiliteit (Carl of Doris).



ZIDO

De Zido is een elektrisch kantelbare en in hoogte verstelbare douche-en toiletstoel. De Zido stimuleert zorgvragers om zo veel mogelijk zelf te blijven doen. Er is ondersteuning bij alle bewegingen die niet meer op eigen kracht lukken.

HOE AAN TE KOMEN?

Neem voor vragen en inzet contact op met een fysiotherapeut.



BADKAMER & TOILET



Homepagina > Badkamer & toilet > Toilet



POSTOEL

Een Toiletstoel of Postoel is een medisch hulpmiddel voor bewoners voor wie de gang naar het toilet zelfstandig niet meer mogelijk of te vermoeiend is.



TOILETVERHOGER

Een Toiletverhoger is een medisch hulpmiddel dat op het bestaande toilet geplaatst kan worden ten behoeve van bewoners die moeite hebben met het komen staan vanaf het toilet.

Er zijn verschillende hoogte maten:

- 5/10/15cm



Let op dat de bewoner altijd met de voeten aan de grond kan.

HOE AAN TE KOMEN?

De postoel en toiletverhogers (5/10 en 15 cm) zijn te vinden in de grijpvoorraad. Het is belangrijk om de juiste maat in te zetten. Daarom moet er bij het inzetten van een toiletverhoger wel actie worden uitgezet naar de ergotherapeut.



ZORG & SLAPEN



Homepagina > Zorg & Slapen



ZORG

Weegstoel

Weegplateau

Infuuspaal

Kamerschermen

Decubitus



SLAPEN

Bed

Dekenboog

Valmatras

Positioneringskussen

Bedtafeltje

RollAssist



ADL

Doff 'n donner

Aangepast bestek

Aangepaste borden

Handycup



WEEGSTOEL

Speciale stoel met ingebouwde weegschaal. Deze stoel maakt het mogelijk om bewoners, vooral diegenen die slecht ter been zijn of niet zelfstandig kunnen staan, op een comfortabele en veilige manier te wegen.



WEEGPLATEAU

Een weegplateau voor de rolstoel is een weegstelsel dat speciaal ontworpen is om mensen in een rolstoel te wegen zonder dat ze uit de rolstoel hoeven te stappen.

HOE AAN TE KOMEN?

Deze hulpmiddelen zijn bij aanwezigheid te vinden op de afdeling.



[Homepagina](#) > [Zorg & slapen](#) > Infuuspaal



INFUUSPAAL

Infuuspaal wordt gebruikt voor het ophangen van medicatie of sondevoeding.



KAMERSCHERMEN

Een kamerscherm is een verplaatsbaar scherm dat wordt gebruikt om tijdelijk een ruimte af te schermen of privacy te creëren.

HOE AAN TE KOMEN?

Deze hulpmiddelen zijn te vinden in de [grijpvoorraad](#).



AD MATRAS

Het AD-matras wordt ingezet bij decubitus als gevolg van ligproblematiek. Er zijn veel verschillende soorten beschikbaar. Een fysiotherapeut adviseert hierover; soms is hiervoor ook de beoordeling van een arts noodzakelijk.



AD KUSSEN

Het AD-kussen wordt ingezet bij decubitus als gevolg van zitproblematiek. Er zijn veel verschillende soorten. De ergotherapeut geeft hierin advies.



REBACARE SLOF

Een rebacare sloop wordt ingezet bij decubitus op hak/hiel. Een fysiotherapeut adviseert hierin.



OORKUSSEN

Een oorkussen wordt ingezet bij decubitus bij het oor. De ergo/fysio adviseert hierin.

HOE AAN TE KOMEN?

De aanvraag van bovenstaande hulpmiddelen loopt via een fysiotherapeut of ergotherapeut.



BEDPAPEGAAI

Een bedpeegaai is een handig hulpmiddel wanneer een bewoner lastig in bed omhoog kan komen of geheel overeind komen.



BEDBEUGEL

Een bedbeugel biedt steun bij het zelfstandig in- en uitstappen van het bed.



BEDHEKBESCHERMER

Een bedhekbeschermer wordt gebruikt om een bewoner te beschermen tegen het hek van het bed.



BEDVERLENGER

Een bedverlenger wordt gebruikt om een bed te verlengen.


HOE AAN TE KOMEN?

De bedpeegaai, bedhekbeschermers en de bedverlengers zijn te vinden in de grijpvoorraad. Bedbeugel gaat op advies van een ergotherapeut/fysiotherapeut. Bij het inzetten van een bedpeegaai, graag actie uitzetten naar de fysiotherapie.



DEKENBOOG

Een dekenboog voorkomt dat het dekbed in contact komt met de huid. Dit hulpmiddel kan worden ingezet bij een pijnlijke huid, wonden of decubitus.



VALMATRAS

Een valmatras wordt ingezet bij valgevaar uit bed. Het wordt gebruikt om de impact van een val te verminderen. De inzet gebeurt altijd met goedkeuring van de arts.



POSITIONERINGSKUSSEN

Wordt gebruikt om een bewoner goed te positioneren in bed. De inzet gebeurt op advies van de ergotherapeut of fysiotherapeut.



BEDTAFELTJE

Een bedtafeltje wordt gebruikt om een bewoner gemakkelijk bij bed te laten eten, drinken of andere activiteiten uit te voeren.

HOE AAN TE KOMEN?

Deze hulpmiddelen zijn te vinden in de grijpvoorraad. Positioneringskussen ligt op voorraad bij een ergotherapeut of fysiotherapeut



[Homepagina](#) > [Zorg & slapen](#) > Steunkousen hulpmiddel



DOFF 'N DONNER

De Doff N' Donner is een zacht en comfortabel hulpmiddel voor het aan- en uittrekken van steunkousen. De Doff N' Donner Cuff, die lijkt op een blauwe waterzak, werkt door deze op te rollen en vervolgens over de benen van de bewoner af te rollen.

HOE AAN TE KOMEN?

Dit hulpmiddel is te vinden in de [grijpvoorraad](#).



BESTEK GRIP

Verdikt bestek is een uitkomst voor mensen die moeite hebben met het eten met standaard bestek. Door het gebruik van verdikt bestek is het makkelijker om het handvat van een vork, mes of lepel goed vast te houden, en er hoeft minder kracht gezet te worden.



SCHEPBORD

Dit schepbord is een plastic bord met een lage voorkant en een hoge achterkant. Hierdoor wordt knoeien voorkomen en is het makkelijker om het eten van het bord te scheppen. Het bord is ideaal voor éénhandig gebruik en voor mensen met beperkte motorische coördinatie.



THE HANDY CUP

De HandyCup is een drinkbeker met een schuin oplopende rand. Dankzij de schuine rand kan er gedronken worden zonder het hoofd naar achteren te buigen. Deze beker is geschikt voor mensen met coördinatieproblemen en ideaal voor mensen met een beperkte grip.



SASSCUP

Deze beker is speciaal ontwikkeld voor personen die problemen ervaren bij het drinken door trillende handen of een verminderde motoriek. Dankzij het inzetstuk, blijft vloeistof eenvoudig in de beker, zelfs bij grove ongecontroleerde bewegingen.

HOE AAN TE KOMEN?

De handy cup is vaak te vinden op de afdeling. Aangepast bestek, borden en andere handige eet hulpmiddelen zijn te vinden bij een ergotherapeut.



DAGSTRUCTUUR



Homepagina > Dagstructuur



MEDICIJNEN

Tessa

Medido



TIJD / DATUM

Tessa

ERGOTHERAPIE



De ergotherapeuten werkzaam binnen Laverhof richten zich op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die belemmeringen ondervinden door lichamelijke of cognitieve beperkingen. Samen met onze andere paramedici, zoals de fysiotherapeut, logopedist en specialist ouderengeneeskunde, geeft de ergotherapeut advies over bepaalde hulpmiddelen of aanpassingen.

CONTACT

Een ergotherapeut kan worden benaderd via en actie in het dossier. Voor algemene vragen kun je het beste een mail sturen naar ergotherapeut@laverhof.nl of telefonisch contact opnemen (bij speed).

FYSIOTHERAPIE



De fysiotherapeuten van Laverhof zijn gespecialiseerd in de fysiotherapeutische zorg voor ouderen en voor mensen die te maken hebben met (complexe) gezondheidsproblemen. De therapie is gericht op het behouden en vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten en bewoners. De behandeling kan onder andere bestaan uit functionele oefentherapie, begeleiding en advisering. De fysiotherapie werkt vanuit een multidisciplinair team, waardoor er een nauwe samenwerking is.

CONTACT

fysiotherapie.schijndel@laverhof.nl

fysiotherapie.heeswijk@laverhof.nl

GRIJPVOORRAAD



De grijpvoorraad zorg hulpmiddelen verwijst naar een voorraad van hulpmiddelen die binnen 1 uur gemakkelijk toegankelijk zijn voor zorgverleners. Deze voorraad is bedoeld om in te spelen op directe behoeften in de zorg.

WIE HEBBEN ER TOEGANG TOT DE GRIJPVOORRAAD?

Alle logistiek medewerkers, zorgmedewerkers, behandelaren en alle TD/huismeesters.

WAAR BEVINDT ZICH DE GRIJPVOORRAAD?

Locatie	Waar	Toegang:
St. Barbara: Vijverhof-Parklaan Anna hof- Anna Hospice	magazijn in het facilitair centrum	Via salto tag
Mgr. Bekkershuis	Verpleegkundig magazijn 1e etage Mgr. Bekkershuis	Via sleutel zorg
Retraitehuis	4e zolder, in combinatie met ruimte ergotherapie	Via sleutel zorg
Cunera/ de Bongerd	magazijn, nabij de goederen uitgang	Via salto tag